


Video Otoskop



OX2

Sehen schafft Vertrauen

Die individuelle Beratung des Kunden ist entscheidend für eine vertrauensvolle Behandlung. Dank der „Mit-Sicht“ auf einem PC/Monitor erleichtert das Video Otoskop OX2 den Dialog mit dem Kunden.

Innovatives Design

Das Video Otoskop OX2 wurde speziell für die Begutachtung der Ohrmuschel, des äußeren Gehörgangs sowie des Trommelfells weiterentwickelt. Das OX2 ist einfach zu installieren, schnell zu erlernen und leicht zu bedienen.

Zeitsparende Schulung

Zusätzlich ist das OX2 das ideale Hilfsmittel für die effiziente Schulung und Training Ihrer Mitarbeiter.

Clever Kombiniert

Das OX2 vereint modernste Technologien in einem mobilen Produkt. Die präzise Optik, der hochauflösende Bildsensor, die lichtstarke LED-Beleuchtung und die leistungsstarke Kameraelektronik des OX2 sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis ist ein sehr aussagekräftiges Bild bzw. Video mit natürlicher Farbwiedergabe für eine exakte Beurteilung.

Optimale Bildwiedergabe

Die Verarbeitung der Bild- oder Videodaten auf einen PC oder Laptop erfolgt über eine USB 2.0 Schnittstelle.

Hygienisch einwandfrei

Austauschbare Einmal-Ohrtrichter in unterschiedlichen Durchmessern garantieren immer eine hygienisch einwandfreie Untersuchung.



Technische Daten

DurchmesserØ (Sonde / Ohrtrichter)	OX2 4.0 mm / 2.5 mm + 4.0 mm
Fokusbereich	8-20 mm
Schnittstelle	USB
Stromversorgung / Stromverbrauch	USB / max. 0.5A
Risikoklasse gemäß MPG	1
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	Klasse II
Betriebsart	Dauerbetrieb
Schutzart	IP65
Temperatur (Transport / Einsatz)	-10°C bis +70°C / 0°C bis 40°C
Relative Feuchte	0% bis 95%
Luftdruck	950hpa bis 1050hpa

